

**Omogenizzatore, Polytron® PT 1300 D****KINEMATICA**

Omogenizzatore, Polytron® PT 1300 D. Questo omogenizzatore digitale, è l'ideale per una rapida elaborazione di piccole quantità di campione e volumi, per esempio in Life Science o genetica. La memorizzazione della velocità desiderata assicura un'omogenizzazione riproducibile e ripetitiva. Quando l'unità è spenta, l'ultima velocità memorizzata viene salvata. Quest'unità può essere controllata usando il nostro software KIN da un PC tramite USB o RS232.- Volume di applicazione da 0,05 a 250ml- Soft start evita schizzi di omogenizzato dal contenitore del campione- Velocità di punta fino a 14 m / s- La velocità rimane costante anche in caso di modifiche di viscosità- Interfacce PC (RS 232 e USB)- Funzione MEMO della velocità memorizzata- Design ergonomico e vari modelli di dispersione degli aggregati, facile da pulire Applicazioni valide anche per PT 1200 E:- Processi riproducibili



Code	Description	Packaging
LLG06286772	Omogenizzatore, manuale, POLYTRON PT 1300 D, con spina CH	1 pz.
LLG09571493	Omogenizzatore PT 1200D, 230V (con EU-plug)	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

