

**Omogenizzatore, Polytron® PT 2500 E****KINEMATICA**

Omogenizzatore, Polytron® PT 2500 E. Il PT2500 E è la soluzione ideale per i laboratori attenti ai costi. È in grado di eseguire molte applicazioni.- Volume di applicazione da 0,05 a 2500ml- Una partenza lenta evita la fuoriuscita di omogenizzato dal contenitore del campione- Velocità di punta fino a 32 m / s- Velocità costante anche in caso di modifiche di viscosità- Vari modelli Easy-to-Clean di dispersione degli aggregati Applicazioni:- Applicazioni di omogenizzazione (dispersione ed emulsione)- Formulazione di lozioni, creme e prodotti alimentari- Produzione di emulsioni olio-acqua Si prega di ordinare separatamente gli utensili di agitazione.



Code	Description	Packaging
LLG06263341	Unità dispensatrice POLYTRON® PT 2500 E 0,05 - 2500ml, 230 V con spina CH	1 pz.
LLG07981185	Unità dispensatrice POLYTRON PT 2500 E, 0,05-2500ml, 230 V con spina EU	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

