

**Frantoio a mascelle, BB 50****Retsch**

Frantoio a mascelle, BB 50. Modello da banco di frantoio a mascelle per la riduzione delle dimensioni rapida e delicata, grossolana e preliminare di materiali duri, fragili e duttili. Regolazione digitale continua del gap con scala della larghezza, con maggiore finezza finale fino a 0,5 mm.

- Ampia tramoggia fold-back
- Braccio frantoio removibile per una facile pulizia
- Velocità regolabile per adattamento alle caratteristiche del campione
- Comoda tastiera operativa con display digitale
- Memoria per l'impostazione del gap di larghezza
- Compensazione usura con regolazione del punto zero

Caratteristiche:

- Portata/carico: pezzi singoli, carico fino a 3000 ml
- Alimentazione 220-240 V / 50 Hz.



Code	Description	Packaging
LLG09738770	Mulino a ganasce BB 50, in acciaio al manganese, dim.420x560x460 mm	1 pz.
LLG09738771	Mulino a ganasce BB 50, in acciaio inox, dim.420x560x460 mm	1 pz.
LLG09738772	Mulino a ganasce BB 50, in carburo di tungsteno, dim.420x560x460 mm	1 pz.
LLG09738773	Mulino a ganasce BB 50, in zirconia, dim.420x560x460 mm	1 pz.
LLG09738774	Mulino a ganasce BB 50*, in acciaio 1.1750, dim.420x560x460 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

