

**Bilancia di precisione Entris® II con protezione antivento rotonda in vetro**

L'evoluzione della serie di bilance Entris®. L'ampio portafoglio offre il modello giusto per ogni attività di pesatura. Con molte funzioni utili per efficienza e precisione in laboratorio. Qualità "Made in Germany".

- I moderni sensori garantiscono tempi di stabilizzazione molto rapidi
- Funzione di calibrazione e regolazione interna automatica (isoCAL) per tutti i modelli "i"
- Piattaforma di pesatura in acciaio inossidabile
- Ottima leggibilità e operatività con display touch ibrido
- Rilevamento automatico degli accessori Sartorius collegati
- Trasferimento diretto dei dati a PC collegati con interfaccia USB-C e RS232, senza

necessità di software aggiuntivo

- 12 applicazioni integrate con protocollo conforme GLP/GMP
- Facili da pulire, elevata resistenza chimica
- Interfaccia multilingue

Tutti i modelli sono disponibili anche in versione ufficialmente calibrata per UE/Francia.

La fornitura include: Bilancia di precisione, unità di alimentazione, copertina di protezione per display

Caratteristiche

- Piatto di pesata: Ø 120 mm
- Dimensioni (L x P x H): 219 x 317 x 146 mm
- Alimentazione: 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG04669172	Bilancia BCE653i-1S, 650 g, Prec.0,001 g, Ripr.0,0005 g, Lin.±0,0006g	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

