



Spruzzette ventilate di sicurezza, LDPE

LLG Labware

Spruzzette ventilate di sicurezza, LDPE. Spruzzette multi-lingue a collo largo con la valvola di sfiato del vapore brevettata DripLock® che previene il gocciolamento di solvente. Stampa indelebile in 4 lingue (inglese, francese, tedesco e spagnolo). Scelta tra 4 etichette solvente che includono i nuovi simboli GHS, NFPA brillante, frasi di rischio e informazioni di sicurezza. Attrezzate con chiusure in un pezzo unico di PP con codifica colore che mantengono la loro forma durante l'uso. Chiusure con apertura di precisione della punta per controllo fine in uscita.



Code	Description	Packaging
LLG04663289	Spruzzette ventilate di sicurezza, LDPE, Etichetta Acetone, 500 ml, Colore rosso, Lingua NL/GR/IT/UK	1 pz
LLG04663290	Spruzzette ventilate di sicurezza, LDPE, Etichetta Etanolo, 500 ml, Colore verde, Lingua NL/GR/IT/UK	1 pz
LLG04663291	Spruzzette ventilate di sicurezza, LDPE, Etichetta Isopropanolo, 500 ml, Colore giallo, Lingua NL/GR/IT/UK	1 pz
LLG04663292	Spruzzette ventilate di sicurezza, LDPE, Etichetta Metanolo, 500 ml, Colore arancione, Lingua NL/GR/IT/UK	1 pz
LLG09223491	Spruzzetta ventilata di sicurezza, etichetta acetone, cap. 500 ml	1 pz
LLG09223492	Spruzzetta ventilata di sicurezza, etichetta metanolo, cap. 500 ml	1 pz.
LLG09223493	Spruzzetta ventilata di sicurezza, etichetta isopropanolo, cap. 500 ml	1 pz
LLG09223494	Spruzzetta ventilata di sicurezza, etichetta etanolo, cap. 500 ml	1 pz

