



Sacchetti per campionamento SteriBag StandUp, PE, sterili, con banda scrivibile

Bürkle

Sacchetti per campionamento SteriBag StandUp, PE, sterili, con banda scrivibile. Sacchetti per campionamento di liquidi. Per applicazioni in campo chimico, farmaceutico, medico, alimentare ecc. Questo rende SteriBag StandUp stabile e in grado di stare in piedi da solo senza un supporto o un sostegno separato, lasciando entrambe le mani libere per l'inserimento del campione.



Code	Description	Packaging
LLG04681019	Sacchetti per campioni SteriBag StandUp, PE, sterili, con banda scrivibile, volume nominale 600 ml, Largh. 152 mm, Lungh. 229 mm	250 pz
LLG04681020	Sacchetti per campioni SteriBag StandUp, PE, sterili, con banda scrivibile, Volume nominale 400 ml, Largh. 114 mm, Lungh. 229 mm	250 pz
LLG09404124	Sacchetti per campioni SteriBag StandUp, PE, sterili, con banda, 400 ml, 114x229 mm	500 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

