

**Spatola per polveri smartSpatulas®, PP****Heathrow Scientific**

Spatola per polveri smartSpatulas®, in PP. Strumento da laboratorio singolo in polipropilene realizzato per aumentare la produttività e ridurre gli errori di contaminazione. Esse offrono un'alternativa alle spatole metalliche. Le dimensioni si adattano perfettamente alle provette standard da 0,5 / 1,5 / 2.0, 15 e 50ml. Ideali per campioni in polvere o solidi morbidi. Resistenti agli urti in azoto liquido ed agli acidi e basi diluiti. Utilizzabili in liquidi caldi. Autoclavabili e conformi agli standard FDA per il contatto con gli alimenti.



Code	Description	Packaging
LLG06256897	Spatola Macro, verde, per prov.50ml, lungh. 310mm, Ø1mm	150 pz.
LLG06256893	Spatola Standard, blu, per prov.15/1,5/2ml, lungh. 210mm, Ø7mm	300 pz.
LLG06256895	Spatola Standard, naturale, per prov.15/1,5/2ml, lungh. 210mm, Ø7mm	300 pz.
LLG06256896	Spatola Micro Antistatic, naturale, per prov.0,2ml, lungh. 140mm, Ø3,5mm	300 pz.
LLG06256894	Spatola Eco, naturale, per prov.15/1,5/2ml, lungh. 140mm, Ø7mm	300 pz.
LLG06256898	Spatola Standard sterile, naturale, per prov.15/1,5/2ml, lungh. 210mm, Ø7mm	100 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

