

**Spatola per polveri smartSpatulas®, PP****Heathrow Scientific**

Spatola per polveri smartSpatulas®, in PP. Strumento da laboratorio singolo in polipropilene realizzato per aumentare la produttività e ridurre gli errori di contaminazione. Esse offrono un'alternativa alle spatole metalliche. Le dimensioni si adattano perfettamente alle provette standard da 0,5 / 1,5 / 2,0, 15 e 50ml. Ideali per campioni in polvere o solidi morbidi. Resistenti agli urti in azoto liquido ed agli acidi e basi diluiti. Utilizzabili in liquidi caldi. Autoclavabili e conformi agli standard FDA per il contatto con gli alimenti.



| Code        | Description                                                                 | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06256897 | Spatola Macro, verde, per prov.50ml, lungh. 310mm, Ø1mm                     | 150 pz.   |
| LLG06256893 | Spatola Standard, blu, per prov.15/1,5/2ml, lungh. 210mm, Ø7mm              | 300 pz.   |
| LLG06256895 | Spatola Standard, naturale, per prov.15/1,5/2ml, lungh. 210mm, Ø7mm         | 300 pz.   |
| LLG06256896 | Spatola Micro Antistatic, naturale, per prov.0,2ml, lungh. 140mm, Ø3,5mm    | 300 pz.   |
| LLG06256894 | Spatola Eco, naturale, per prov.15/1,5/2ml, lungh. 140mm, Ø7mm              | 300 pz.   |
| LLG06256898 | Spatola Standard sterile, naturale, per prov.15/1,5/2ml, lungh. 210mm, Ø7mm | 100 pz.   |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

