



Bottiglia e Tappo in acciaio Inossidabile, GL 45, senza approvazione UN

**DURAN Group**

Bottiglia e tappo in acciaio inossidabile, GL 45, senza approvazione UN. Acciaio inossidabile resistente alla corrosione. Completamente compatibile con tutti i tappi GL 45. Infrangibile. Contenitori da laboratorio per materiali pericolosi adatti a contenere liquidi, intermedi o prodotti solidi. Conservazione di materiali preziosi, come prodotti chimici altamente puri, prodotti farmaceutici o cosmetici. Per conservazione di materiali sensibili alla luce.



Code	Description	Packaging
LLG09072175	Bottiglia da Laboratorio in acciaio inox, DURAN® Group, GL 45, 1500 ml	1 pz
LLG04653267	Basamento in plastica, nero, per sterilizzatore a fiamma mobile o a cartucce	1 pz.
LLG09072177	Tappo in acciaio inox (316L) con disco di tenuta in PTFE, GL 45	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

