

**Collettore Microsart®, acciaio inossidabile**

Sartorius Lab Instruments

**Collettore Microsart®, acciaio inossidabile**

Per controllo qualità microbiologica. I connettori rapidi su entrambi i lati dei collettori consentono connessioni veloci di entrambi i tubi, di un altro collettore o di testate. Sono disponibili varie unità di imbuto e filtrazione.

- Autoclavabilità completa senza smontaggio
- Ventilazione sterile
- Ridotto rischio di contaminazione secondaria
- Altezza di lavoro bassa
- Piedini in gomma per una migliore stabilità sul posto di lavoro

**La Fornitura include:**

**Collettori Microsart® per imbuto e filtri Microsart®:** collettore, supporto per base filtro con frittta sinterizzata, giunto cieco, tubo da 20 cm e filtro di sfiato

**Collettori Microsart® per monitor Biosart® 100:** collettore, supporto per base filtro con frittta sinterizzata, adattatore Biosart®, giunto cieco, tubo da 20 cm e filtro di sfiato

**Collettori Microsart® per imbuto Biosart® 250:** collettore, supporto per base filtro con frittta sinterizzata, giunto cieco, tubo da 20 cm e tappo per fori di sfiato

**Collettori Microsart® inclusi imbuto in acciaio inossidabile (100/500 ml):** collettore, supporto per base filtro con frittta sinterizzata, giunto cieco, tubo da 20 cm e tappo per fori di sfiato



Code	Description	Packaging
LLG04669472	Collettore Microsart®, acciaio inossidabile, per imbuti e filtri Microsart®, 3 posti, Dimensioni (L x P x H) 474 x 98 x 120 mm	1 pz
LLG04669474	Collettore Microsart®per Biosart® 100 monitors, 1 posto, Dimensioni (L x P x H) 176 x 98 x 120 mm	1 pz
LLG04669476	Collettore Microsart®per Biosart® 100 monitors, 3 posti, Dimensioni (L x P x H) 474 x 98 x 120 mm	1 pz
LLG04669477	Collettore Microsart®per Biosart® 100 monitors, 6 posti, Dimensioni (L x P x H) 924 x 98 x 120 mm	1 pz
LLG04669478	Collettore Microsart®per imbuti Biosart® 250, 1 posto, Dimensioni (L x P x H) 176 x 98 x 120 mm	1 pz
LLG04669479	Collettore Microsart®per imbuti Biosart® 250, 3 posti, Dimensioni (L x P x H) 474 x 98 x 120 mm	1 pz
LLG04669480	Collettore Microsart®per imbuti Biosart® 250, 6 posti, Dimensioni (L x P x H) 924 x 98 x 120 mm	1 pz
LLG04669481	Collettore Microsart® completo di imbuti in acciaio inossidabile 100 ml, 1 posto, Dimensioni (L x P x H) 176 x 98 x 120 mm	1 pz
LLG04669482	Collettore Microsart® completo di imbuti in acciaio inossidabile 100 ml, 3 posti, Dimensioni (L x P x H) 474 x 98 x 120 mm	1 pz
LLG04669483	Collettore Microsart® completo di imbuti in acciaio inossidabile 100 ml, 6 posti, Dimensioni (L x P x H) 924 x 98 x 120 mm	1 pz
LLG04669485	Collettore Microsart®, in acciaio inossidabile, completo di imbuti in acciaio inossidabile, 500 ml, 3 posti, dimensioni (L x P x H) 474 x 98 x 120 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*



