

**Ciclone Mill Twister****Retsch**

Ciclone Mill Twister. Applicazione: Il Ciclone Mill Twister è appositamente progettato per la lavorazione di alimenti e mangimi per la successiva analisi NIR. La forma ottimizzata di camera del rotore e rettifica genera un getto d'aria che trasporta il campione attraverso il ciclone integrato nella Bottiglia campione. Il getto d'aria impedisce al materiale di riscaldarsi, preservando così il contenuto di umidità. Caratteristiche: - Ideale per i feed di macinazione, cereali, foraggio e altri prodotti simili - 3 regolazioni di velocità - Separatore a ciclone con Bottiglia di raccolta da 250 ml per l'estrazione rapida di campione - Nessuna contaminazione e trasversale grazie alla facilità di pulizia - Pannello di comando conveniente - Professional design industriale di lunga durata. Specifiche tecniche: - Dimensioni materiale: 10 mm - Finezza finale: 500 µm - Dimensioni lotto/ quantità ingresso: 250ml - Regolazione velocità: 10.000 / 12.000 / 14.000 rpm - Dimensioni (L x P x A): 449 x 283 x 427 mm - Peso: ca. 14kg - Alimentazione: 230 V, 50/60 Hz. Fornito con: Ciclone Mill Twister completo di rotore, anello di macinazione, inserti dei filtri (1,0 mm e 2,0 mm) e 10 bottiglie di campionamento da 250ml



Code	Description	Packaging
LLG06256514	Ciclone Mill Twister	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

