



Aggregati da dispersione per Omogenizzatore Polytron® 1200E, 1300D e 2500E

KINEMATICA

Aggregati da dispersione per Omogenizzatore Polytron® 1200E, 1300D e 2500E.



Code	Description	Packaging
LLG04013004	Testate di dispersione per Polytron PT 2500 E, L.192mm, Ø 20mm, 100-2500ml	1 pz.
LLG06258271	Asta per PT1200 E/1300 D/2500 E, tipo PT-DA 07/2 EC-E107, 107x7Ømm,0,3-10ml	1 pz
LLG04012999	Testate, Tipo PT-DA 12/2SYN-E126, Per PT 1200 E / PT 1300 D / PT 2500 E	10 pz.
LLG06261033	Testate di dispersione Tipo PT-DA 12 / 2SYN-E126, Per modello PT 1200 E, Volume utile 2 ... 250 ml	10 pz.
LLG04013016	Testate PT-DA 20/2EC-F193, per mod. PT 10-35 GT/PT 3100 D/PT 6100 D	1 pz.
LLG06258234	Asta per PT2500 E, tipo PT-DA 20/2 EC-E192, 192x2Ømm, 100-2500ml	1 pz
LLG09570226	Asta per PT1200 E/1300 D/2500 E, PT-DA 20/2X EC-E116, 116x20Ømm, 10-250 ml	1 pz
LLG09570227	Asta per PT2500 E, tipo PT-DA 25/2 EC-E192, 192x25Ømm, 100-2500 ml	1 pz
LLG06258269	Asta per PT1200 E/1300 D/2500 E, tipo PT-DA 03/2 EC-E050, 50x3Ømm, 0,05-2ml	1 pz
LLG06258233	Asta per PT10-35 GT/3100 D/6100 D, PT-DA 30/4 EC-F250, 250x4Ømm, 100-4000ml	1 pz
LLG09570228	Asta per PT10-35 GT/3100 D/6100 D, PT-DA 30/2 EC-F250, 250x2Ømm, 100-4000ml	1 pz
LLG04013032	Testate PT-DA 36/4EC-F250, per mod. PT 10-35 GT/PT 3100 D/PT 6100 D	1 pz.
LLG09570230	Asta per PT3100 D/6100 D, tipo PT-DA 40/2 EC-F250, 250x2Ømm, 200-5000ml	1 pz
LLG09570231	Asta per PT3100 D/6100 D, tipo PT-DA 45/2 EC-F250, 250x2Ømm, 200-6000ml	1 pz
LLG09570232	Asta per PT3100 D/6100 D, tipo PT-DA 45/6 EC-F250, 250x6Ømm, 200-6000ml	1 pz
LLG09570223	Asta per PT1200 E/1300 D/2500 E, tipo PT-DA 05/2 EC-E085, 85x5Ømm, 0,1-5ml	1 pz
LLG09570233	Asta per PT3100 D/6100 D, tipo PT-DA 50/2 EC-F250, 250x2Ømm, 1-10 L	1 pz
LLG04012995	Testate, Tipo PT-DA 07/2SYN-E082, Per PT 1200 E / PT 1300 D / PT 2500 E	25 pz.
LLG06258273	Asta per PT1200 E/1300 D/2500 E, tipo PT-DA 07/2SYN-E082, 82x7Ømm,0,3-10ml	25 pz
LLG09570225	Asta per PT2500 E, tipo PT-DA 12/2 EC-E157, 157x12Ømm, 2-250ml	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG09570229	Asta per PT10-35 GT/3100 D/6100 D, PT-DA 36/2 EC-F250, 250x2Ømm, 200-4500ml	1 pz
LLG04013046	Testate, Tipo PT-DA 50/4EC-F250, Per PT 10-35 GT / PT 3100 D / PT 6100 D	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

