



Aggregati da dispersione per Omogenizzatore Polytron® 1200E, 1300D e 2500E

**KINEMATICA**

Aggregati da dispersione per Omogenizzatore Polytron® 1200E, 1300D e 2500E.



| Code        | Description                                                                                        | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04013004 | Testate di dispersione per Polytron PT 2500 E, L.192mm, Ø 20mm, 100-2500ml                         | 1 pz.     |
| LLG06258271 | Asta per PT1200 E/1300 D/2500 E, tipo PT-DA 07/2 EC-E107, 107x7Ømm,0,3-10ml                        | 1 pz      |
| LLG04012999 | Testate, Tipo PT-DA 12/2SYN-E126, Per PT 1200 E / PT 1300 D / PT 2500 E                            | 10 pz.    |
| LLG06261033 | Testate di dispersione Tipo PT-DA 12 / 2SYN-E126, Per modello PT 1200 E, Volume utile 2 ... 250 ml | 10 pz.    |
| LLG04013016 | Testate PT-DA 20/2EC-F193, per mod. PT 10-35 GT/PT 3100 D/PT 6100 D                                | 1 pz.     |
| LLG06258234 | Asta per PT2500 E, tipo PT-DA 20/2 EC-E192, 192x2Ømm, 100-2500ml                                   | 1 pz      |
| LLG09570226 | Asta per PT1200 E/1300 D/2500 E, PT-DA 20/2X EC-E116, 116x20Ømm, 10-250 ml                         | 1 pz      |
| LLG09570227 | Asta per PT2500 E, tipo PT-DA 25/2 EC-E192, 192x25Ømm, 100-2500 ml                                 | 1 pz      |
| LLG06258269 | Asta per PT1200 E/1300 D/2500 E, tipo PT-DA 03/2 EC-E050, 50x3Ømm, 0,05-2ml                        | 1 pz      |
| LLG06258233 | Asta per PT10-35 GT/3100 D/6100 D, PT-DA 30/4 EC-F250, 250x4Ømm, 100-4000ml                        | 1 pz      |
| LLG09570228 | Asta per PT10-35 GT/3100 D/6100 D, PT-DA 30/2 EC-F250, 250x2Ømm, 100-4000ml                        | 1 pz      |
| LLG04013032 | Testate PT-DA 36/4EC-F250, per mod. PT 10-35 GT/PT 3100 D/PT 6100 D                                | 1 pz.     |
| LLG09570230 | Asta per PT3100 D/6100 D, tipo PT-DA 40/2 EC-F250, 250x2Ømm, 200-5000ml                            | 1 pz      |
| LLG09570231 | Asta per PT3100 D/6100 D, tipo PT-DA 45/2 EC-F250, 250x2Ømm, 200-6000ml                            | 1 pz      |
| LLG09570232 | Asta per PT3100 D/6100 D, tipo PT-DA 45/6 EC-F250, 250x6Ømm, 200-6000ml                            | 1 pz      |
| LLG09570223 | Asta per PT1200 E/1300 D/2500 E, tipo PT-DA 05/2 EC-E085, 85x5Ømm, 0,1-5ml                         | 1 pz      |
| LLG09570233 | Asta per PT3100 D/6100 D, tipo PT-DA 50/2 EC-F250, 250x2Ømm, 1-10 L                                | 1 pz      |
| LLG04012995 | Testate, Tipo PT-DA 07/2SYN-E082, Per PT 1200 E / PT 1300 D / PT 2500 E                            | 25 pz.    |
| LLG06258273 | Asta per PT1200 E/1300 D/2500 E, tipo PT-DA 07/2SYN-E082, 82x7Ømm,0,3-10ml                         | 25 pz     |
| LLG09570225 | Asta per PT2500 E, tipo PT-DA 12/2 EC-E157, 157x12Ømm, 2-250ml                                     | 1 pz      |



| Code        | Description                                                                 | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09570229 | Asta per PT10-35 GT/3100 D/6100 D, PT-DA 36/2 EC-F250, 250x2Ømm, 200-4500ml | 1 pz      |
| LLG04013046 | Testate, Tipo PT-DA 50/4EC-F250, Per PT 10-35 GT / PT 3100 D / PT 6100 D    | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

