

**Contenitore per coperta antincendio****Jutec**

Contenitore per coperta antincendio. Contenitore per coperta antincendio realizzato in acciaio zincato saldato, per essere aperto sottosopra. La coperta è rimovibile. Il coperchio è fissato con cerniera, dipinto con RAL 3000 verniciatura a polvere rossa, con stampato in bianco coperta antincendio/Löschdecke. Apertura sottosopra. Senza materiale di fissaggio. Senza coperta antincendio.



Code	Description	Packaging
LLG09006903	Contenitore per coperta antincendio, in fibra di vetro	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

