

**Contenitore per coperta antincendio****Jutec**

Contenitore per coperta antincendio. Contenitore per coperta antincendio realizzato in acciaio zincato saldato, per essere aperto sottosopra. La coperta è rimovibile. Il coperchio è fissato con cerniera, dipinto con RAL 3000 verniciatura a polvere rossa, con stampato in bianco coperta antincendio/Löschdecke. Apertura sottosopra. Senza materiale di fissaggio. Senza coperta antincendio.



| Code        | Description                                             | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09006903 | Contentitore per coperta antincendio, in fibra di vetro | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

