

**Mulino a coltelli HM100****Beijing Grinder**

Il mulino a coltelli HM100 è utilizzato per la macinazione di materiali morbidi, medio-duri, fragili e fibrosi. Particolarmente adatto per campioni con elevato contenuto di acqua, olio o grasso. I 2 coltelli sono azionati da un motore da 900 W per ottenere un risultato di macinazione affidabile. Adatto per applicazioni in agricoltura, biologia, medicina e tecnologia alimentare.

- Per campioni morbidi, elastici, fibrosi, acquosi, oleosi o grassi
- Velocità controllata elettronicamente
- I campioni vengono macinati in soli 10-30 secondi
- Volume del campione fino a 700 ml
- Vaschette di macinazione autoclavabili
- Vaschette di macinazione disponibili in vari materiali
- Disponibili coltelli da taglio con 2 lame in acciaio inossidabile e titanio
- Funzionamento semplice
- Avvio veloce
- Macinazione grossolana e fine in un solo passaggio
- Disponibile la modalità intervallo, inversa e manuale

La fornitura comprende: Mulino a coltelli, vaschetta di macinazione da 1 l in plastica (autoclavabile), coperchio, coltello in acciaio inossidabile.

Caratteristiche

- Dimensione alimentazione:
- Quantità alimentazione: 40 mm
- 50 ... 700 ml
- Ult. finezza: <math><300\ \mu\text{m}</math>
- Timer: 1 s ... 10 min
- Velocità motore: 2000 ... 10000 min⁻¹
- Consumo di energia: 900 W
- Dimensioni (L x P x H): 260 x 343 x 454 mm
- Peso: 16 kg
- Alimentazione elettrica: 220 V, 50 Hz



Code	Description	Packaging
LLG04669516	Mulino a coltelli HM100	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

