



Supporto per provette, Tipo 5970, Polichetone

Supporto per provette, Tipo 5970, polichetone. Utilizzabile anche in bagnomaria. Esecuzione in unico pezzo, senza spigoli. Contrassegno alfanumerico della posizione. Sostegno laterale scrivibile o per applicazione etichette. Autoclavabile. Importante: Non autoclavare con provette grandi piene. Non esporre ad acidi forti concentrati.



Code	Description	Packaging
LLG09194517	Portaprovette, posti 3x8, per Ø 30 mm, bianco, dim. 283x121x83 h mm	1 pz.
LLG09194527	Portaprovette, posti 3x8, per Ø 30 mm, arancione, dim. 283x121x83 h mm	1 pz.
LLG09194537	Portaprovette, posti 3x8, per Ø 30 mm, giallo, dim. 283x108x83 h mm	1 pz.
LLG09194547	Portaprovette, posti 3x8, per Ø 30 mm, blu, dim. 283x108x83 h mm	1 pz.
LLG09194557	Portaprovette, posti 3x8, per Ø 30 mm, verde, dim. 283x108x83 h mm	1 pz.
LLG09194567	Portaprovette, posti 3x8, per Ø 30 mm, rosso, dim. 283x108x83 h mm	1 pz.
LLG09194515	Portaprovette, posti 4x10, per Ø 20 mm, bianco, dim. 250x102x83 h mm	1 pz.
LLG09194516	Portaprovette, posti 4x10, per Ø 25 mm, bianco, dim. 300x121x92 h mm	1 pz.
LLG09194525	Portaprovette, posti 4x10, per Ø 20 mm, arancione, dim. 250x102x83 h mm	1 pz.
LLG09194526	Portaprovette, posti 4x10, per Ø 25 mm, arancione, dim. 300x121x92 h mm, ATTENZIONE! Ordine minimo 8 pz o multipli di 8 pz	1 pz.
LLG09194535	Portaprovette, posti 4x10, per Ø 20 mm, giallo, dim. 250x102x83 h mm	1 pz.
LLG09194536	Portaprovette, posti 4x10, per Ø 25 mm, giallo, dim. 300x121x92 h mm, ATTENZIONE! Ordine minimo 8 pz o multipli di 8 pz	1 pz.
LLG09194545	Portaprovette, posti 4x10, per Ø 20 mm, blu, dim. 250x102x83 h mm	1 pz.
LLG09194546	Portaprovette, posti 4x10, per Ø 25 mm, blu, dim. 300x121x92 h mm	1 pz.
LLG09194555	Portaprovette, posti 4x10, per Ø 20 mm, verde, dim. 250x102x83 h mm	1 pz.
LLG09194556	Portaprovette, posti 4x10, per Ø 25 mm, verde, dim. 300x121x92 h mm, ATTENZIONE! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz.
LLG09194565	Portaprovette, posti 4x10, per Ø 20 mm, rosso, dim. 250x102x83 h mm	1 pz.
LLG09194566	Portaprovette, posti 4x10, per Ø 25 mm, rosso, dim. 300x121x92 h mm	1 pz.
LLG09194513	Portaprovette, posti 6x12, per Ø 13 mm, bianco, dim. 200x102x57 h mm	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09194514	Portaprovette, posti 6x12, per Ø 16 mm, bianco, dim. 248x127x70 h mm	1 pz.
LLG09194523	Portaprovette, posti 6x12, per Ø 13 mm, arancione, dim. 200x102x57 h mm	1 pz.
LLG09194524	Portaprovette, posti 6x12, per Ø 16 mm, arancione, dim. 248x127x70 h mm	1 pz.
LLG09194533	Portaprovette, posti 6x12, per Ø 13 mm, giallo, dim. 200x102x57 h mm	1 pz.
LLG09194534	Portaprovette, posti 6x12, per Ø 16 mm, giallo, dim. 248x127x70 h mm	1 pz.
LLG09194543	Portaprovette, posti 6x12, per Ø 13 mm, blu, dim. 200x102x57 h mm	1 pz.
LLG09194544	Portaprovette, posti 6x12, per Ø 16 mm, blu, dim. 248x127x70 h mm	1 pz.
LLG09194553	Portaprovette, posti 6x12, per Ø 13 mm, verde, dim. 200x102x57 h mm	1 pz.
LLG09194554	Portaprovette, posti 6x12, per Ø 16 mm, verde, dim. 248x127x70 h mm	1 pz.
LLG09194563	Portaprovette, posti 6x12, per Ø 13 mm, rosso, dim. 200x102x57 h mm	1 pz.
LLG09194564	Portaprovette, posti 6x12, per Ø 16 mm, rosso, dim. 248x127x70 h mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

