

**Supporto per trasporto Spruzzette, PP****Bel-Art Products**

Supporto per trasporto spruzzette, PP. Comodo stoccaggio e trasporto fino a 6 spruzzette. In robusto e leggero polipropilene modellato, autoclavabile a 121°C, resistente ai prodotti chimici e alla corrosione. Manipolazione sicura. Porta bottiglie da 250 o 500 ml. Diametro aperture 7,4 cm, dimensioni 286 x 194 x 225 mm (L x P x H).



Code	Description	Packaging
LLG06801015	Supporto per trasporto spruzzette, PP	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

