

**Accessori per mulino a coltelli HM100****Beijing Grinder**

Accessori per mulino a coltelli HM100. Vaschette di macinazione, coperchi, lame e raschietti da utilizzare con il mulino a coltelli HM100.



Code	Description	Packaging
LLG04669527	Coperchio a gravità per vaschette di macinazione, PP	1 pz
LLG04669518	Vaschetta di macinazione da 1 l, acciaio inossidabile	1 pz
LLG04669532	Raschietto	1 pz
LLG04669517	Contenitore di macinazione da 1 litro, plastica trasparente, autoclavabile	1 pz
LLG04669519	Contenitore di macinazione da 1 litro, PP	1 pz
LLG04669521	Contenitore di macinazione da 1 litro, vetro	1 pz
LLG04669522	Coperchio standard per tutte i contenitori di macinazione da 1 litro, PP	1 pz
LLG04669529	Coltello in acciaio inossidabile	1 pz
LLG04669530	Coltello in titanio	1 pz

