

**Palloni a pera, vetro borosilicato 3.3****Isolab**

Palloni a pera. Prodotti in vetro borosilicato 3.3. Conformi agli standard DIN 12383. I colli NS sono in conformità con gli standard DIN 12242.



Code	Description	Packaging
LLG06236347	Palloni a pera, 10 ml, cono 14/23 NS	1 pz.
LLG06237166	Palloni a pera, 100 ml, cono 14/23 NS	1 pz.
LLG06257941	Palloni a pera, 100 ml, cono 29/32 NS	1 pz.
LLG06237164	Palloni a pera, 25 ml, cono 14/23 NS	1 pz.
LLG09140302	Palloni a pera, 250 ml, cono 14/23 NS	1 pz.
LLG09140311	Palloni a pera, 250 ml, cono 29/32 NS	1 pz.
LLG06237165	Pear shape flask 50 ml	1 pz.
LLG09140310	Palloni a pera, 50 ml, cono 29/32 NS	1 pz.

