



Giare di macinazione per mulino CryoMill

Retsch

Giare di macinazione per mulino CryoMill.



Code	Description	Packaging
LLG09739609	Giare di macinazione per CryoMill, in acciaio inox, 10 ml	1 pz.
LLG09739610	Giare di macinazione per CryoMill, in Ossido di zirconio , Capacità 25 ml	1 pz.
LLG09739611	Giare di macinazione per CryoMill, in Acciaio inossidabile , Capacità 25 ml	1 pz.
LLG09739614	Giare di macinazione per CryoMill, in Acciaio temprato , Capacità 25 ml	1 pz.
LLG09739617	Giare di macinazione per CryoMill, in PTFE , Capacità 25 ml	1 pz.
LLG09739612	Giare di macinazione per CryoMill, in Acciaio inossidabile , Capacità 35 ml	1 pz.
LLG09739615	Giare di macinazione per CryoMill, in Acciaio temprato , Capacità 35 ml	1 pz.
LLG09739281	Giare di macinazione per MM 400 in acciaio inox, da usare c/adattatore, 5ml	1 pz.
LLG09739287	Giare macinazione x MM 400 in acciaio temprato, da usare c/adattatore, 5ml	1 pz.
LLG09739613	Giare di macinazione per CryoMill, in Acciaio inossidabile , Capacità 50 ml	1 pz.
LLG09739616	Giare di macinazione per CryoMill, in Acciaio temprato , Capacità 50 ml	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

