



Palloni di raccolta, con giunto sferico normalizzato, vetro borosilicato 3.3

Isolab

Palloni di raccolta, con giunto sferico normalizzato, vetro borosilicato 3.3.
Prodotti in vetro borosilicato 3.3 e conformi agli standard qualitativi secondo DIN 12383.



Code	Description	Packaging
LLG06243665	Palloni di raccolta, 100 ml, presa NS 35, pallone Ø 64 mm	1 pz.
LLG06243668	Palloni di raccolta, 1000 ml, presa NS 35, pallone Ø 131 mm	1 pz.
LLG06243666	Palloni di raccolta, 250 ml, presa NS 35, pallone Ø 85 mm	1 pz.
LLG06243667	Palloni di raccolta, 500 ml, presa NS 35, pallone Ø 105 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

