

**Adattatori per distillazione, borosilicato 3.3****Isolab**

Adattatori per distillazione, borosilicato 3.3. Adatti per essere utilizzati in distillazione per il collegamento dei palloni al condensatore. Presa superiore progettata per accettare un termometro mediante adattatore a vite filettato o tramite presa per termometro. Con cono laterale angolato di 75° rispetto alla presa centrale.



Code	Description	Packaging
LLG09043301	Raccordo 14/23 NS, cono obliquo NS 14/23, cono 14/23 NS	1 pz.
LLG09043302	Raccordo 14/23 NS, cono obliquo NS 19/26, cono 19/26 NS	1 pz.
LLG09043305	Raccordo 14/23 NS, cono obliquo NS 29/32, cono 29/32 NS	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

