



Palloni da evaporazione con giunto smerigliato, Duran® con rivestimento PUR

Lenz

Palloni da evaporazione con giunto smerigliato, Duran® con rivestimento PUR. Specialmente per evaporatori rotanti, con collo centrale e giunto conico, con finitura in poliuretano altamente trasparente, autoclavabile, a forma di pera, materiale: DURAN®.



Code	Description	Packaging
LLG06246007	Pallone da evaporazione, 100 ml, collo 29/32 NS, pallone Ø 60 mm	1 pz.
LLG06246010	Pallone da evaporazione, 1000 ml, collo 29/32 NS, pallone Ø 126 mm	1 pz.
LLG06242495	Pallone da evaporazione, 2000 ml, collo 29/32 NS, pallone Ø 158 mm	1 pz.
LLG06246008	Pallone da evaporazione, 250 ml, collo 29/32 NS, pallone Ø 81 mm	1 pz.
LLG06246011	Pallone da evaporazione, 300 ml, collo 29/32 NS, pallone Ø 175 mm	1 pz.
LLG06246006	Pallone da evaporazione, 50 ml, collo 29/32 NS, pallone Ø 56 mm	1 pz.
LLG06246009	Pallone da evaporazione, 500 ml, collo 29/32 NS, pallone Ø 101 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

