

**Adattatori NS per vuoto, PTFE****Bohlender GmbH**

Adattatori NS per vuoto, PTFE. Per il montaggio sicuro di imbuti filtranti standard in vetro o plastica su bottiglie da laboratorio. Con connettore laterale per tubo a 2 fasi, per collegamento a una pompa per vuoto. Passante con O-ring in FKM. Conformi FDA. Chimicamente resistenti. Autoclavabili.



Code	Description	Packaging
LLG04670724	Adattatori per vuoto, PTFE, per uscita imbuto 8, giunto NS 14/23	1 pz.
LLG04670725	Adattatori per vuoto, PTFE, per uscita imbuto 11, giunto NS 19/26	1 pz.
LLG04670723	Adattatori per vuoto, PTFE, per uscita imbuto 22, giunto NS 45/40	1 pz.
LLG06273419	Adattatori per vuoto, PTFE, per uscita imbuto 22, giunto NS 29/32	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

