

**Micropipette a singolo canale, Transferpette® S, fisse****BRAND****Micropipette a singolo canale, Transferpette® S, fisse**

Transferpette® S è disponibile con volume fisso o regolabile. Forze di azionamento ridotte e una corsa breve assicurano pipettaggio rilassato, anche durante le serie di pipettaggio lunghe.

- Funzionamento con una sola mano per utenti mancini e mancini
 - Protezione dai cambiamenti di volume
 - Tecnologia di calibrazione semplice: calibrazione senza strumenti
 - Cono del puntale universale
 - Completamente autoclavabile a 121 °C
 - Codice colore su rotella di regolazione volume, albero e protezione cambio volume
 - Marcatura DE-M
- Range di volume da 10 µl a 2000 µl.

La fornitura include: Transferpette® S tipo volume fisso, con certificato di prestazione, rack/scaffale, foglio per etichettatura, grasso al silicone



Code	Description	Packaging
LLG09280150	Micropipette a singolo canale, Transferpette® S, fisse, Capacità 10 µl, Accuratezza Max. Vol. 1.0 (± A%), Precisione Max. Vol 0.5 (CV%), Puntale 0.5 ... 20 µl	1 pz
LLG09280151	Micropipette a singolo canale, Transferpette® S, fisse, Capacità 20 µl, Accuratezza Max. Vol. 0.8 (± A%), Precisione Max. Vol 0.4 (CV%), Puntale 2 ... 200 µl	1 pz
LLG09280152	Micropipette a singolo canale, Transferpette® S, fisse, Capacità 25 µl, Accuratezza Max. Vol. 0.8 (± A%), Precisione Max. Vol 0.4 (CV%), Puntale 2 ... 200 µl	1 pz
LLG09280153	Micropipette a singolo canale, Transferpette® S, fisse, Capacità 50 µl, Accuratezza Max. Vol. 0.8 (± A%), Precisione Max. Vol 0.4 (CV%), Puntale 2 ... 200 µl	1 pz
LLG09280154	Micropipette a singolo canale, Transferpette® S, fisse, Capacità 100 µl, Accuratezza Max. Vol. 0.6 (± A%), Precisione Max. Vol 0.2 (CV%), Puntale 2 ... 200 µl	1 pz
LLG09280155	Micropipette a singolo canale, Transferpette® S, fisse, Capacità 200 µl, Accuratezza Max. Vol. 0.6 (± A%), Precisione Max. Vol 0.2 (CV%), Puntale 2 ... 200 µl	1 pz
LLG09280156	Micropipette a singolo canale, Transferpette® S, fisse, Capacità 500 µl, Accuratezza Max. Vol. 0.6 (± A%), Precisione Max. Vol 0.2 (CV%), Puntale 50 ... 1000 µl	1 pz
LLG09280157	Micropipette a singolo canale, Transferpette® S, fisse, Capacità 1000 µl, Accuratezza Max. Vol. 0.6 (± A%), Precisione Max. Vol 0.2 (CV%), Puntale 50 ... 1000 µl	1 pz
LLG09280158	Micropipette a singolo canale, Transferpette® S, fisse, Capacità 2000 µl, Accuratezza Max. Vol. 0.8 (± A%), Precisione Max. Vol 0.3 (CV%), Puntale 500 ... 5000 µl	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

