

**Palloni per evaporatore rotante, con giunto conico, DURAN®****Lenz**

Palloni per evaporatore rotante, con giunto conico, DURAN®. Specialmente per evaporatori rotanti, con collo centrale e giunto conico, a forma di pera, materiale: DURAN®.



Code	Description	Packaging
LLG09196024	Pallone a pera, capacità all'orlo 100 ml, cono 29/32 NS, Pallone Ø 60 mm	1 pz.
LLG09196054	Pallone a pera, capacità all'orlo 1000 ml, cono 29/32 NS, Pallone Ø 126 mm	1 pz.
LLG09196063	Pallone a pera, capacità all'orlo 2000 ml, cono 29/32 NS, Pallone Ø 158 mm	1 pz.
LLG09196036	Pallone a pera, capacità all'orlo 250 ml, cono 29/32 NS, Pallone Ø 81 mm	1 pz.
LLG09196020	Pallone a pera, capacità all'orlo 50 ml, cono 29/32 NS, Pallone Ø 56 mm	1 pz.
LLG09196044	Pallone a pera, capacità all'orlo 500 ml, cono 29/32 NS, Pallone Ø 101 mm	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

