

**Micropipette multicanale Transferpette® S-8/S-12, variabile****BRAND****Micropipette multicanale Transferpette®S-8/S-12, variabile**

Transferpette® S è disponibile con volume fisso o regolabile. Forze di azionamento ridotte e una corsa breve assicurano pipettaggio rilassato, anche durante le serie di pipettaggio lunghe.

- Funzionamento con una sola mano per utenti mancini e mancini
- Protezione dai cambiamenti di volume
- Tecnologia di calibrazione semplice: calibrazione senza strumenti
- Cono del puntale universale
- Completamente autoclavabile a 121 °C
- Codice colore su rotella di regolazione volume, albero e protezione cambio volume
- Marcatura DE-M

Le pipette Transferpette®S -8/-12 sono disponibili in 5 diversi modelli e coprono un range di volume da 0,5 µl a 300 µl.

**La fornitura include:** Transferpette® S -8/-12, fornite con certificato di prestazione, supporto per ripiano, serbatoio reagenti, strumento di montaggio, grasso al silicone, 1 set di anelli di tenuta



Code	Description	Packaging
LLG09280170	Micropipette multicanale Transferpette®S-8/S-12, variabile, Tipo S-8, Capacità 0.5 ... 10 µl, Accuratezza Max. Vol. 1.6 (± A%), Precisione Max. Vol 1.0 ( CV%), Puntale 0.5 ... 20 µl	1 pz
LLG09280171	Micropipette multicanale Transferpette®S-8/S-12, variabile, Tipo S-8, Capacità 5 ... 50 µl, Accuratezza Max. Vol. 0.8 (± A%), Precisione Max. Vol 0.4 ( CV%), Puntale 2 ... 200 µl	1 pz
LLG09280172	Micropipette multicanale Transferpette®S-8/S-12, variabile, Tipo S-8, Capacità 10 ... 100 µl, Accuratezza Max. Vol. 0.8 (± A%), Precisione Max. Vol 0.3 ( CV%), Puntale 2 ... 200 µl	1 pz
LLG09280173	Micropipette multicanale Transferpette®S-8/S-12, variabile, Tipo S-8, Capacità 20 ... 200 µl, Accuratezza Max. Vol. 0.8 (± A%), Precisione Max. Vol 0.3 ( CV%), Puntale 2 ... 200 µl	1 pz
LLG09280174	Micropipette multicanale Transferpette®S-8/S-12, variabile, Tipo S-8, Capacità 30 ... 300 µl, Accuratezza Max. Vol. 0.6 (± A%), Precisione Max. Vol 0.3 ( CV%), Puntale 5 ... 300 µl	1 pz
LLG09280175	Micropipette multicanale Transferpette®S-8/S-12, variabile, Tipo S-12, Capacità 0,5 ... 10 µl, Accuratezza Max. Vol. 1.6 (± A%), Precisione Max. Vol 1.0 ( CV%), Puntale 0.5 ... 20 µl	1 pz
LLG09280176	Micropipette multicanale Transferpette®S-8/S-12, variabile, Tipo S-12, Capacità 5 ... 50 µl, Accuratezza Max. Vol. 0.8 (± A%), Precisione Max. Vol 0.4 ( CV%), Puntale 2 ... 200 µl	1 pz
LLG09280177	Micropipette multicanale Transferpette®S-8/S-12, variabile, Tipo S-12, Capacità 10 ... 100 µl, Accuratezza Max. Vol. 0.8 (± A%), Precisione Max. Vol 0.3 ( CV%), Puntale 2 ... 200 µl	1 pz
LLG09280178	Micropipette multicanale Transferpette®S-8/S-12, variabile, Tipo S-12, Capacità 20 ... 200 µl, Accuratezza Max. Vol. 0.8 (± A%), Precisione Max. Vol 0.3 ( CV%), Puntale 2 ... 200 µl	1 pz
LLG09280179	Micropipette multicanale Transferpette®S-8/S-12, variabile, Tipo S-12, Capacità 30 ... 300 µl, Accuratezza Max. Vol. 0.6 (± A%), Precisione Max. Vol 0.3 ( CV%), Puntale 5 ... 300 µl	1 pz





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

