

**Pipette a singolo canale Transferpette® S, variabili, Starter-kits****BRAND****Pipette a singolo canale Transferpette® S, variabili, Starter-kits**

Transferpette® S è disponibile con volume fisso o regolabile. Forze di azionamento ridotte e una corsa breve assicurano pipettaggio rilassato, anche durante le serie di pipettaggio lunghe.

- Funzionamento con una sola mano per utenti mancini e mancini
- Protezione dai cambiamenti di volume
- Tecnologia di calibrazione semplice: calibrazione senza strumenti
- Cono del puntale universale
- Completamente autoclavabile a 121 °C
- Codice colore su rotella di regolazione volume, colore e protezione cambio volume
- Marcatura DE-M

Starter kit micro: 3 x pipette (0.1 - 2.5 µl, 0.5 - 10 µl, 10 - 100 µl), 3 supporti per ripiani

Starter kit standard: 3 x pipette (0.5 - 10 µl, 10 - 100 µl, 100 - 1000 µl), 3 supporti per ripiani

Starter kit midi: 3 x pipette (2 - 20 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl), 3 supporti per ripiani

Starter kit macro: 3 x pipette (100 - 1000 µl, 500 - 5000 µl, 1000 - 10000 µl), 3 supporti per ripiani

Pipette confezione 1: 5 x pipette (0.1 - 2.5 µl, 0.5 - 10 µl, 2 - 20 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl), supporto da tavolo per 6 pipette

Pipette confezione 2: 5 x pipette (0.5 - 10 µl, 10 - 100 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl, 500 - 5000 µl), supporto da tavolo per 6 pipette



Code	Description	Packaging
LLG09280160	Starter-Kit Micro: 3x pipette (0.1-2.5 µl, 0.5-10 µl, 10-100 µl), 3x TipBox	1 pz
LLG09280161	Starter-Kit Midi: 3x pipette (2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl), 3x TipBox	1 pz
LLG09280162	Starter-Kit Macro: 3x pipette(100-1000 µl, 500-5000 µl, 1000-10000 µl) 3x TipBox	1 pz
LLG09280163	Starter-Kit Standard: 3x pipette(0.5-10 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl) 3x TipBox	1 pz
LLG09280164	Set 1: 5x pipette(0.1-2,5, 0.5-10, 2-20, 20-200, 100-1000 µl), 3x TipBox	1 pz
LLG09280165	Set 2: 5x pipette(0.5-10, 10-100, 20-200, 50-1000, 500-5000 µl), 4x TipBox	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

