

**Palloni di raccolta, DURAN®.****Lenz**

Palloni di raccolta, DURAN®. Specialmente per evaporatori rotanti, con giunto sferico S 35, con o senza rivestimento in PUR altamente trasparente, autoclavabile, materiale DURAN®.



Code	Description	Packaging
LLG06269414	Pallon di raccolta, DURAN®, Volume nominale 250 ml, Presa KS 35, Pallone Ø 85 mm, rivestimento PUR	1 pz
LLG09196224	Pallone sferico, 100 ml, NS35, Ø 64 mm	1 pz.
LLG09196254	Pallone sferico, 1000 ml, NS35, Ø 131 mm	1 pz.
LLG09812217	Pallone sferico, 1000 ml, NS35, Ø 131 mm, con rivestimento in plastica	1 pz.
LLG06200782	Pallone sferico, 2000 ml, NS35, Ø 166 mm, con rivestimento in plastica	1 pz.
LLG09196263	Pallone sferico, 2000 ml, NS35, Ø 166 mm	1 pz.
LLG09196236	Pallone sferico, 250 ml, NS35, Ø 85 mm	1 pz.
LLG07653714	Pallone sferico, 500 ml, NS35, Ø 105 mm, con rivestimento in plastica	1 pz.
LLG09196244	Pallone sferico, 500 ml, NS35, Ø 105 mm	1 pz.

