

**Bottiglie per reagenti, bocca stretta, Tappo in vetro, Pyrex®****Scilabware**

Bottiglie per reagenti, bocca stretta, tappo in vetro, Pyrex®. Conformi ISO 4796-2. Prodotte in vetro borosilicato. Con collo smeriglio. Fornite con tappo in vetro pieno.



Code	Description	Packaging
LLG09072371	Bottiglia per reagenti, 100 ml, Ø est. 54 mm, tappo 14/15, h 106 mm	10 pz.
LLG09072374	Bottiglia per reagenti, 1000 ml, Ø est. 111 mm, tappo 29/32, h 214 mm	10 pz.
LLG09072377	Bottiglia per reagenti, 10000 ml, Ø est. 227 mm, tappo 60/46, h 414 mm	1 pz.
LLG09072375	Bottiglia per reagenti, 2000 ml, Ø est. 138 mm, tappo 29/32, h 262 mm ATTENZIONE! Ordine minimo 3 conf. o multipli di 3 conf.	10 pz.
LLG09072378	Bottiglia per reagenti, 20000 ml, Ø est. 288 mm, tappo 60/46, h 508 mm	1 pz.
LLG09072372	Bottiglia per reagenti, 250 ml, Ø est. 73 mm, tappo 19/26, h 143 mm	10 pz.
LLG09072373	Bottiglia per reagenti, 500 ml, Ø est. 89 mm, tappo 24/29, h 175 mm	10 pz.
LLG09072376	Bottiglia per reagenti, 5000 ml, Ø est. 181 mm, tappo 45/40, h 333 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

