

**Bottiglie per reagenti, bocca stretta, Pyrex®****Scilabware**

Bottiglie per reagenti, bocca stretta, Pyrex®. Conformi ISO 4796. Vetro borosilicato con collo liscio. Per uso con tappi in gomma (non inclusi).



| Code        | Description                                                              | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09072379 | Bottiglia per reagenti, 100 ml, Ø est. 54 mm, Ø collo 13 mm, h 95 mm     | 10 pz.    |
| LLG09072382 | Bottiglia per reagenti, 1000 ml, Ø est. 111 mm, Ø collo 28 mm, h 200 mm  | 10 pz.    |
| LLG09072385 | Bottiglia per reagenti, 10000 ml, Ø est. 227 mm, Ø collo 59 mm, h 398 mm | 1 pz.     |
| LLG09072386 | Bottiglia per reagenti, 15000 ml, Ø est. 258 mm, Ø collo 59 mm, h 460 mm | 1 pz.     |
| LLG09072383 | Bottiglia per reagenti, 2000 ml, Ø est. 138 mm, Ø collo 28 mm, h 248 mm  | 10 pz.    |
| LLG09072387 | Bottiglia per reagenti, 20000 ml, Ø est. 288 mm, Ø collo 59 mm, h 492 mm | 1 pz.     |
| LLG09072380 | Bottiglia per reagenti, 250 ml, Ø est. 73 mm, Ø collo 18 mm, h 131 mm    | 10 pz.    |
| LLG09072381 | Bottiglia per reagenti, 500 ml, Ø est. 89 mm, Ø collo 23 mm, h 163 mm    | 10 pz.    |
| LLG09072384 | Bottiglia per reagenti, 5000 ml, Ø est. 187 mm, Ø collo 44 mm, h 315 mm  | 1 pz.     |

