

**Ancorette magnetiche, ottagonali, PTFE****Bel-Art Products**

Ancorette magnetiche, ottagonali, PTFE - il profilo interrotto fornisce una maggiore area superficiale ed aggiunge turbolenza se comparata alla superficie liscia delle ancorette magnetiche cilindriche - l'anello di perno aiuta a ridurre la frizioni e vibrazioni - magnete Alnico incapsulato in PTFE - autoclavabile.



Code	Description	Packaging
LLG09197460	Ancorette magnetiche, ottagonali, lungh. 13 mm, Ø 8 mm	1 pz.
LLG09197461	Ancorette magnetiche, ottagonali, lungh. 16 mm, Ø 8 mm	1 pz.
LLG09197462	Ancorette magnetiche, ottagonali, lungh. 22 mm, Ø 8 mm	1 pz.
LLG09197463	Ancorette magnetiche, ottagonali, lungh. 25 mm, Ø 8 mm	1 pz.
LLG09197464	Ancorette magnetiche, ottagonali, lungh. 29 mm, Ø 8 mm	1 pz.
LLG09197465	Ancorette magnetiche, ottagonali, lungh. 38 mm, Ø 8 mm	1 pz.
LLG09197466	Ancorette magnetiche, ottagonali, lungh. 51 mm, Ø 8 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

