



Accessori per Essiccatori LLG Serie VDC

Accessori per Essiccatori LLG Serie VDC.



Code	Description	Packaging
LLG09042775	Vassoio agente essiccante per serie VDR-11	1 pz.
LLG09042774	Vassoio agente essiccante per serie VDC-41/31/21	1 pz.
LLG09042780	Piano portacampioni perforato per serie VDR-11	1 pz.
LLG09042779	Piano portacampioni perforato per serie VDC-41/31/21	1 pz.
LLG06262107	Rubinetto per serie VDC	1 pz.
LLG09042784	Vacuometro per serie VDC	1 pz.
LLG09042790	Sigillo per vuoto per VDC-11/11U	1 pz.
LLG09042789	Sigillo per vuoto per VDC-21/21U	1 pz.
LLG09042788	Sigillo per vuoto per VDC-31/31U	1 pz.
LLG09042787	Sigillo per vuoto per VDC-41/41U	1 pz.