

**Olio multifunzione 5-56 + PTFE****CRC**

Olio multifunzione con PTFE per lubrificazione, allentamento, pulizia e protezione. Garantisce protezione permanente dall'usura, capacità di assorbimento ad alta pressione e lubrificazione affidabile anche in condizioni estreme. Consente sia una spruzzatura di superficie che una spruzzatura su punti, più precisa.

- Olio meccanico di elevata qualità
- Privo di silicone
- Intervallo di temperatura: da -50 a 150 °C



Code	Description	Packaging
LLG06312049	Olio multifunzione 5-56 + PTFE, Capacità 500 ml	500 ml



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

