

**Scatole per conservazione criogenica, 145 x 145 e Divisori****Heathrow Scientific**

Scatole per conservazione criogenica, 145 x 145 e Divisori. Per conservazione di campioni larghi e di provette da 15 e 50ml. Una scatola alloggia in modo sicuro provette da 15 e 50ml in congelatori meccanici o a LN<sub>2</sub>. Due tipi di divisori a scelta a seconda della dimensione delle provette.



Code	Description	Packaging
LLG06254570	Criobox 145x145x122mm, con coperchio bianco, per tubi 15/50ml;	1 pz
LLG06254571	Divisorio per criobox 4x4;	1 pz.
LLG06254572	Divisorio 6x6 per provette da 15 ml;	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

