



Puntali per pipette, sfusi, in sacchetto richiudibile, non sterili

BRAND

Puntali per pipette, sfusi, in sacchetto richiudibile, non sterili

I puntali per pipette e con filtro sono prodotti da Brand in camera bianca secondo le più moderne condizioni produttive, e sono automaticamente confezionati ed imballati in rack, per assicurare un'elevata qualità del puntale stesso.

Caratteristiche di qualità:

- Polipropilene molto puro, privo di DiHEMA ed oleammide
- Prodotti senza lubrificanti
- Con graduazioni, per un rapido controllo del volume
- Tutti i puntali con filtro fino a 1000 µl sono privi di DNA (40 fg), RNase (8.6 fg), endotossine (1 pg) ed ATP (1 fg)
- Tutti i prodotti sterili in Qualità BIO-CERT®: sterili secondo guide ISO 11 137 e AAMI, ottenendo un SAL di 10-6
- Autoclavabili a 121°C (2 bar), secondo DIN EN 285
- I puntali sono testati per pipette BRAND e per molte altre marche di pipette come Gilson®, Thermo Fisher Scientific FinnpiPETTE®, Eppendorf® e Biohit. Il puntale da 5ml è testato solo per pipette BRAND e Thermo Fisher Scientific FinnpiPETTE®. Il puntale da 10 ml è adatto per BRAND, Eppendorf® e Gilson®.

Puntali a bassissima ritenzione

Le superfici dei puntali a bassissima ritenzione sono prodotte con un processo fisico-chimico.

Puntali con Filtro

I puntali con filtro BRAND non auto-sigillanti hanno un filtro PE che è esente da additivi chimici. La permeabilità è controllata dalla combinazione tra la dimensione dei pori e la lunghezza del filtro, così che nessun aerosol possa raggiungere il corpo della pipetta.


Confezionati in sacchetti richiudibili

Il numero di serie è stampato su ogni sacchetto.

TipBox, sterile e non sterile, BIO-CERT®

In PP. Due diverse dimensioni. Impilabili e autoclavabili ripetutamente a 121°C (2 bar), secondo DIN EN 285.

TipStack™, non sterile e sterile, BIO-CERT®



Una torre di puntali contenente 5 vassoi pieni ed una TipBox costituisce il nuovo sistema di riempimenti salvaspazio per puntali da 20 µl, 200 µl e 1000 µl.

TipRack, sterile e non sterile, BIO-CERT®

Unità di ricarica per TipBox. Rispetto alle scatole TipBox piene, la quantità di scarto si riduce del 20%.

TipBox 5/10 ml, non sterile

I puntali da 5 ml e 10 ml sono disponibili solo come versione in rack in queste speciali TipBox corrispondenti

Tutti i puntali e i puntali con filtro sono prodotti a regola d'arte in camera bianca in condizioni controllate ed automaticamente avvolti in sacchetti richiudibili e confezionati in scatole di cartone. Il numero di lotto è stampato su ogni sacchetto.

Code	Description	Packaging
LLG09409191	Puntali per pipette, sfusi, in sacchetto richiudibile, non sterili, Colore naturale, Capacità 1000 - 10000 µl, Contenuto confezione 2 sacchetti da 100	200 pz
LLG09409192	Puntali per pipette, sfusi, in sacchetto richiudibile, non sterili, Colore naturale, Capacità 1000 - 10000 µl, Contenuto confezione 10 sacchetti da 100 (XXL)	1000 pz



Code	Description	Packaging
LLG09409199	Puntali per pipette, sfusi, in sacchetto richiudibile, non sterili, incolore, 500 - 5000 µl, 5 sacchetti da 200 (XXL)	1000 pz
LLG09409223	Puntali per pipette, sfusi, in sacchetto richiudibile, non sterili, Colore naturale, Capacità 500 - 5000 µl, Contenuto confezione 1 sacchetto da 200	200 pz
LLG09409669	Puntali per pipette, sfusi, in sacchetto richiudibile, non sterili, Colore naturale, Capacità 0,1 - 20 µl, Contenuto confezione 2 sacchetti da 1000	2000 pz
LLG09409670	Puntali per pipette, sfusi, in sacchetto richiudibile, non sterili, Colore naturale, Capacità 0,5 - 20 µl, Contenuto confezione 2 sacchetti da 1000	2000 pz
LLG09409671	Puntali per pipette, sfusi, in sacchetto richiudibile, non sterili, Colore naturale, Capacità 1 - 50 µl, Contenuto confezione 2 sacchetti da 1000	2000 pz
LLG09409672	Puntali per pipette, sfusi, in sacchetto richiudibile, non sterili, Colore giallo, Capacità 2 - 200 µl, Contenuto confezione 1 sacchetto da 1000	1000 pz
LLG09409673	Puntali per pipette, sfusi, in sacchetto richiudibile, non sterili, Colore naturale, Capacità 5 - 300 µl, Contenuto confezione 1 sacchetto da 1000	1000 pz
LLG09409674	Puntali per pipette, sfusi, in sacchetto richiudibile, non sterili, Colore blu, Capacità 50 - 1000 µl, Contenuto confezione 2 sacchetti da 500	1000 pz
LLG09409675	Puntali per pipette, sfusi, in sacchetto richiudibile, non sterili, Colore naturale, Capacità 0,1 - 20 µl, Contenuto confezione 10 sacchetti da 1000 (XXL)	10000 pz
LLG09409676	Puntali per pipette, sfusi, in sacchetto richiudibile, non sterili, Colore naturale, Capacità 0,5 - 20 µl, Contenuto confezione 10 sacchetti da 1000 (XXL)	10000 pz
LLG09409677	Puntali per pipette, sfusi, in sacchetto richiudibile, non sterili, Colore naturale, Capacità 1- 50 µl, Contenuto confezione 10 sacchetti da 1000 (XXL)	10000 pz
LLG09409678	Puntali per pipette, sfusi, in sacchetto richiudibile, non sterili, Colore giallo, Capacità 2 - 200 µl, Contenuto confezione 10 sacchetti da 1000 (XXL)	10000 pz



Code	Description	Packaging
LLG09409679	Puntali per pipette, sfusi, in sacchetto richiudibile, non sterili, Colore naturale, Capacità 5 - 300 µl, Contenuto confezione 10 sacchetti da 1000 (XXL)	10000 pz
LLG09409680	Puntali per pipette, sfusi, in sacchetto richiudibile, non sterili, Colore blu, Capacità 50 - 1000 µl, Contenuto confezione 10 sacchetti da 500 (XXL)	10 x 500 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

