



Puntali per pipette con filtro, in TipRack, non sterili

BRAND

Puntali per pipette con filtro, in TipRack, non sterili

Per TipBox. Unità di ricarica, protetta in una confezione ecologica in PET riciclabile.



Code	Description	Packaging
LLG09409769	Puntali per pipette con filtro, in TipRack, non sterili, Capacità 0,1 - 1 µl, Contenuto confezione 10 TipRacks da 96	960 pz
LLG09409770	Puntali per pipette con filtro, in TipRack, non sterili, Capacità 0,5 - 10 µl, Contenuto confezione 10 TipRacks da 96	960 pz
LLG09409771	Puntali per pipette con filtro, in TipRack, non sterili, Capacità 1,0 - 20 µl, Contenuto confezione 10 TipRacks da 96	960 pz
LLG09409772	Puntali per pipette con filtro, in TipRack, non sterili, Capacità 2 - 20 µl, Contenuto confezione 10 TipRacks da 96	960 pz
LLG09409773	Puntali per pipette con filtro, in TipRack, non sterili, Capacità 5 - 100 µl, Contenuto confezione 10 TipRacks da 96	960 pz
LLG09409774	Puntali per pipette con filtro, in TipRack, non sterili, Capacità 5 - 200 µl, Contenuto confezione 10 TipRacks da 96	960 pz
LLG09409775	Puntali per pipette con filtro, in TipRack, non sterili, Capacità 50 - 1000 µl, Contenuto confezione 10 TipRacks da 96	960 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

