



Puntali per pipette, in TipRack, sterili, BIO-CERT®

BRAND

Puntali per pipette, in TipRack, sterili, BIO-CERT®

I puntali per pipette e con filtro sono prodotti da Brand in camera bianca secondo le più moderne condizioni produttive, e sono automaticamente confezionati ed imballati in rack, per assicurare un'elevata qualità del puntale stesso.

Caratteristiche di qualità:

- Polipropilene molto puro, privo di DiHEMA ed oleamide
 - Prodotti senza lubrificanti
 - Con graduazioni, per un rapido controllo del volume
 - Tutti i puntali con filtro fino a 1000 µl sono privi di DNA (40 fg), RNase (8.6 fg), endotossine (1 pg) ed ATP (1 fg)
 - Tutti i prodotti sterili in Qualità BIO-CERT®: sterili secondo guide ISO 11 137 e AAMI, ottenendo un SAL di 10⁻⁶
 - Autoclavabili a 121°C (2 bar), secondo DIN EN 285
 - I puntali sono testati per pipette BRAND e per molte altre marche di pipette come Gilson®, Thermo Fisher Scientific Finnpipette®, Eppendorf® e Biohit.
- Il puntale da 5ml è testato solo per pipette BRAND e Thermo Fisher Scientific Finnpipette®. Il puntale da 10 ml è adatto per BRAND, Eppendorf® e Gilson®.

Puntali a bassissima ritenzione

Le superfici dei puntali a bassissima ritenzione sono prodotte con un processo fisico-chimico.

Puntali con Filtro

I puntali con filtro BRAND non auto-sigillanti hanno un filtro PE che è esente da additivi chimici. La permeabilità è controllata dalla combinazione tra la dimensione dei pori e la lunghezza del filtro, così che nessun aerosol possa raggiungere il corpo della pipetta.

Confezionati in sacchetti richiudibili

Il numero di serie è stampato su ogni sacchetto.

TipBox, sterile e non sterile, BIO-CERT®

In PP. Due diverse dimensioni. Impilabili e autoclavabili ripetutamente a 121°C (2 bar), secondo DIN EN 285.

TipStack™, non sterile e sterile, BIO-CERT®

Una torre di puntali contenente 5 vassoi pieni ed una TipBox costituisce il nuovo sistema di riempimenti salvaspazio per puntali da 20 µl, 200 µl e 1000 µl.

TipRack, sterile e non sterile, BIO-CERT®

Unità di ricarica per TipBox. Rispetto alle scatole TipBox piene, la quantità di scarto si riduce del 20%.

TipBox 5/10 ml, non sterile

I puntali da 5 ml e 10 ml sono disponibili solo come versione in rack in queste speciali TipBox corrispondenti

Per TipBox. Unità di ricarica, protetta in una confezione ecologica in PET riciclabile. I TipRacks sterili sono forniti con un aiuto per il trasferimento così che il rack può essere messo in una scatola



preventivamente autoclavata senza contatto con le mani.

Code	Description	Packaging
LLG09409763	Puntali per pipette, in TipRack, sterili, BIO-CERT®, Capacità 0,1 - 20 µl, Contenuto confezione 10 TipRacks da 96	960 pz
LLG09409764	Puntali per pipette, in TipRack, sterili, BIO-CERT®, Capacità 0,5 - 20 µl, Contenuto confezione 10 TipRacks da 96	960 pz



Code	Description	Packaging
LLG09409765	Puntali per pipette, in TipRack, sterili, BIO-CERT®, Capacità 1 - 50 µl, Contenuto confezione 10 TipRacks da 96	960 pz
LLG09409766	Puntali per pipette, in TipRack, sterili, BIO-CERT®, Capacità 2 - 200 µl, Contenuto confezione 10 TipRacks da 96	960 pz
LLG09409767	Puntali per pipette, in TipRack, sterili, BIO-CERT®, Capacità 5 - 300 µl, Contenuto confezione 10 TipRacks da 96	960 pz
LLG09409768	Puntali per pipette, in TipRack, sterili, BIO-CERT®, Capacità 50 - 1000 µl, Contenuto confezione 10 TipRacks da 96	960 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

