



Puntali per pipette con filtro in TipRack, sterili, BIO-CERT®

BRAND

Puntali per pipette con filtro in TipRack, sterili, BIO-CERT®

Per TipBox. Unità di ricarica, protetta in una confezione ecologica in PET riciclabile. I TipRacks sterili sono forniti con un aiuto per il trasferimento così che il rack può essere messo in una scatola preventivamente autoclavata senza contatto con le mani.



Code	Description	Packaging
LLG09409776	Puntali per pipette con filtro in TipRack, sterili, BIO-CERT®, Capacità 0,1 - 1 µl, Contenuto confezione 10 TipRacks da 96	960 pz
LLG09409777	Puntali per pipette con filtro in TipRack, sterili, BIO-CERT®, Capacità 0,5 - 10 µl, Contenuto confezione 10 TipRacks da 96	960 pz
LLG09409778	Puntali per pipette con filtro in TipRack, sterili, BIO-CERT®, Capacità 1,0 - 20 µl, Contenuto confezione 10 TipRacks da 96	960 pz
LLG09409779	Puntali per pipette con filtro in TipRack, sterili, BIO-CERT®, Capacità 2 - 20 µl, Contenuto confezione 10 TipRacks da 96	960 pz
LLG09409780	Puntali per pipette con filtro in TipRack, sterili, BIO-CERT®, Capacità 5 - 100 µl, Contenuto confezione 10 TipRacks da 96	960 pz
LLG09409781	Puntali per pipette con filtro in TipRack, sterili, BIO-CERT®, Capacità 5 - 200 µl, Contenuto confezione 10 TipRacks da 96	960 pz
LLG09409782	Puntali per pipette con filtro in TipRack, sterili, BIO-CERT®, Capacità 50 - 1000 µl, Contenuto confezione 10 TipRacks da 96	960 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

