

**Beute Erlenmeyer, bocca larga, GL 45, PP, con tappo a vite blu****VITLAB GmbH**

- Beute Erlenmeyer, bocca larga, GL 45, PP, con tappo a vite blu.
Trasparenti. Adatte per conservazione e coltivazione di colture cellulari. Per preservare le marcature, non pulire a temperature superiori a 60 °C.
- Adatte per microonde.
 - Prodotto adatto per alimenti secondo la Direttiva CE n. 10/2011.



Code	Description	Packaging
LLG09141000	Beute Erlenmeyer, bocca larga, GL 45, PP, con tappo a vite blu, Volume nominale 75 ml, Graduazioni 10 ml, Colore trasparente, Autoclavabile	1 pz
LLG09141001	Beute Erlenmeyer, bocca larga, GL 45, PP, con tappo a vite blu, Volume nominale 125 ml, Divisione 20 ml	1 pz
LLG09141002	Beute Erlenmeyer, bocca larga, GL 45, PP, con tappo a vite blu, Volume nominale 250 ml, Divisione 50 ml	1 pz
LLG09141003	Beute Erlenmeyer, bocca larga, GL 45, PP, con tappo a vite blu, Volume nominale 500 ml, Graduazioni 100 ml, Colore trasparente, Autoclavabile	1 pz
LLG09141004	Beute Erlenmeyer, bocca larga, GL 45, PP, con tappo a vite blu, Volume nominale 1000 ml, Graduazioni 200 ml, Colore trasparente, Autoclavabile	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

