

**Puntali con filtro, in rack TipBox, PP, non sterili****BRAND****Puntali con filtro, in rack TipBox, PP, non sterili**

In PP. Con coperchio incernierato/a pressione. Semplicemente ruotando di 180° si cambia il tipo di chiusura. Utilizzabili con una pipetta multicanale parzialmente caricata. Due diverse misure. Impilabili ed autoclavabili ripetutamente a 121°C (2 bar), conformi DIN EN 285.



Code	Description	Packaging
LLG09409700	Puntali con filtro, in rack TipBox, PP, non sterili, Descrizione Standard, Capacità 0,1 - 1 µl, Contenuto confezione 5 scatole da 96	480 pz
LLG09409701	Puntali con filtro, in rack TipBox, PP, non sterili, Descrizione Standard, Capacità 0,5 - 10 µl, Contenuto confezione 5 scatole da 96	480 pz
LLG09409702	Puntali con filtro, in rack TipBox, PP, non sterili, Descrizione Standard, Capacità 1,0 - 20 µl, Contenuto confezione 5 scatole da 96	480 pz
LLG09409703	Puntali con filtro, in rack TipBox, PP, non sterili, Descrizione Standard, Capacità 2 - 20 µl, Contenuto confezione 5 scatole da 96	480 pz
LLG09409704	Puntali con filtro, in rack TipBox, PP, non sterili, Descrizione Standard, Capacità 5 - 100 µl, Contenuto confezione 5 scatole da 96	480 pz
LLG09409705	Puntali con filtro, in rack TipBox, PP, non sterili, Descrizione Standard, Capacità 5 - 200 µl, Contenuto confezione 5 scatole da 96	480 pz
LLG09409706	Puntali con filtro, in rack TipBox, PP, non sterili, Descrizione Standard, Capacità 50 - 1000 µl, Contenuto confezione 5 scatole da 96	480 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

