

**Unichiller® (posizionamento libero) con raffreddamento ad aria****Huber**

Unichiller® (posizionamento libero) con raffreddamento ad aria. Molte applicazioni dipendono da una fonte affidabile di raffreddamento. I refrigeratori a circolazione della gamma Unichiller offrono una soluzione ideale per un raffreddamento ecologico ed economico in laboratorio e nell'industria. Ci sono oltre 50 modelli raffreddati ad aria e ad acqua da scegliere, con potenze di raffreddamento da 0,3 a 50 kW. Gestione efficiente dell'energia in tutti i refrigeratori Huber che garantisce bassi costi di esercizio e uso ridotto di preziosa acqua dolce. I refrigeratori a circolazione Huber sono una soluzione per risparmio di risorse con un rapido ritorno sugli investimenti. Opzionale: refrigerante naturale disponibile su richiesta.



Code	Description	Packaging
LLG09859301	Unichiller 017T, -10/+40°C, pompa max. 25/3,0 L/min/bar, dim.450x510x1230mm	1 pz.
LLG09859302	Unichiller 020T, -20/+40°C, pompa max. 25/3,0 L/min/bar, dim.450x510x1230mm	1 pz.
LLG09859303	Unichiller 025T, -10/+40°C, pompa max. 25/3,0 L/min/bar, dim.450x510x1230mm	1 pz.
LLG09859304	Unichiller 040T, -10/+40°C, pompa max. 26/3,0 L/min/bar, dim.500x552x1451mm	1 pz.
LLG09859305	Unichiller 045T, -20/+40°C, pompa max. 26/3,0 L/min/bar, dim.500x552x1451mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

