



Unichiller® (da posizionamento libero) con raffreddamento a torre raffreddata ad acqua

Huber

Unichiller® (da posizionamento libero) con raffreddamento a torre raffreddata ad acqua. Molte applicazioni dipendono da una fonte affidabile di raffreddamento. I refrigeratori a circolazione della gamma Unichiller offrono una soluzione ideale per un raffreddamento ecologico ed economico in laboratorio e nell'industria. Ci sono oltre 50 modelli raffreddati ad aria e ad acqua da scegliere, con potenze di raffreddamento da 0,3 a 50 kW. Gestione efficiente dell'energia in tutti i refrigeratori Huber che garantisce bassi costi di esercizio e uso ridotto di preziosa acqua dolce. I refrigeratori a circolazione Huber sono una soluzione per risparmio di risorse con un rapido ritorno sugli investimenti. Opzionale: refrigerante naturale disponibile su richiesta.



Code	Description	Packaging
LLG09859319	Chiller Unichiller 025Tw, -10/40°C, 27 l/min / 3 bar	1 pz.
LLG09859318	Chiller Unichiller 020Tw, -20/40°C, 27 l/min / 3 bar	1 pz.
LLG09859320	Chiller Unichiller 030Tw, -20/40°C, 27 l/min / 3 bar	1 pz.
LLG09859321	Chiller Unichiller 040Tw, -10/40°C, 27 l/min / 3 bar	1 pz.
LLG09859317	Chiller Unichiller 017Tw, -10/+40°C, 27 l/min / 3 bar	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

