

**Supporti per agitazione KPG, DURAN®****DURAN Group**

Supporti per agitazione KPG, DURAN®. Intercambiabile. Superficie lucidata.
Con e senza giunto conico NS 29/32.



Code	Description	Packaging
LLG09197251	Supporti KGP, Tipo HA 10, cono senza NS, Ø 10 mm, altezza 65 mm	1 pz
LLG09197252	Supporti KGP, Tipo HB 10, cono senza NS, Ø 10 mm, altezza 75 mm	1 pz
LLG09197257	Supporti KGP, Tipo HB 16, cono senza NS, Ø 16 mm, altezza 90 mm	1 pz
LLG09197253	Supporti KGP, Tipo HQ 10, cono con NS, Ø 10 mm, altezza 75 mm	1 pz
LLG09197256	Supporti KGP, Tipo HT 10, cono con NS, Ø 10 mm, altezza 65 mm	1 pz
LLG09197258	Supporti KGP, Tipo HT 16, cono con NS, Ø 16 mm, altezza 85 mm	1 pz
LLG09197254	Supporti per agitazione KPG, DURAN®, Tipo HP 10 , Ø 10 mm, Altezza 75 mm, Cono con NS	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

