

**Programma respiratori Comfort serie 8300****3M Deutschland**

Programma respiratori Comfort serie 8300. I respiratori 3M™ serie 8300 sono una delle ultime aggiunte al range dei respiratori di protezione. Con loro si può godere di un cuscino confortevole e un morbido posto, per duri lavori. I respiratori 3M™ serie 8300 sono stati progettati con in mente il comfort. La fodera imbottita super-morbida fornisce un comfort immediato ma duraturo; mentre il design robusto rende i respiratori 3M™ serie 8300 resistenti e duraturi: tutto questo per comodità dell'utilizzatore. 3M™ offre una gamma completa di protezione delle vie respiratorie. Si può scegliere tra diversi livelli di protezione e tra gli stili più adatti alle proprie esigenze. Banda sul capo intrecciata. Stringinaso a M. Robusto guscio esterno. Valvola 3M™ Fresco Flow 3M™. Materiale di filtrazione con caratteristiche elevate. Fodera morbida. Bordo morbido.



Code	Description	Packaging
LLG06322458	Programma respiratori Comfort serie 8300, Tipo 8810,, Livello di protezione FFP2, Limiti d'utilizzo 12 X OEL	20 pz
LLG06231388	Respiratore 8833, con valvola cool-flow, FFP3, 50 X OEL	10 pz.
LLG09005667	Respiratore 8312, con valvola cool-flow, FFP1, 4 X OEL	10 pz.
LLG09005669	Respiratore 8322, con valvola cool-flow, FFP2, Limiti d'utilizzo 12 X OEL ATTENZIONE! Ordine minimo 8 conf. o multipli di 8 conf.	10 pz.
LLG09005666	Respiratore 8310, FFP1, 4 x OEL	10 pz.
LLG09005668	Respiratore 8320, FFP2, 12 X OEL	10 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

