



Celle W600

Celle W600. Celle in vetro ottico o vetro borosilicato 3.3, 21 mm x 40 mm, per i seguenti modelli: Fs, PFXi/PFX195, 880, 950 e 995. (Note: PFXi/PFX-195 massima lunghezza percorso ottico 50 mm). W600/OG/xx per campioni non riscaldati (fino a 40 °C) W600/B/xx per campioni riscaldati (fino a max. 100 °C). Altre versioni disponibili a richiesta.



Code	Description	Packaging
LLG06086921	Celle W600, Tipo W600/B/33, Cammino ottico 33 mm, vetro Borosilicato 3.3	1 pz.
LLG06241927	Celle W600, Tipo W600/B/10, Cammino ottico 10 mm, vetro Borosilicato 3.3	1 pz
LLG06253940	Celle W600, Tipo W600/B/100, Cammino ottico 100 mm, vetro Borosilicato 3.3	1 pz
LLG06093322	cella in vetro ottico W600/OG - lungh. cammino ottico 33 mm	1 PZ
LLG06207119	Celle W600, Tipo W600/OG/50, Cammino ottico 50 mm, vetro ottico	1 pz
LLG06207120	Celle W600, Tipo W600/OG/10, Cammino ottico 10 mm, vetro ottico	1 pz.
LLG06235055	Cella W600/OG/100, Cammino ottico 100 mm, in vetro ottico	1 pezzo
LLG06241234	Celle W600, Tipo W600/OG/25, Cammino ottico 25 mm, vetro ottico	1 pz.