

**Kit 2in1 vial ND9 con collo a vite corto (apertura larga)****LLG Labware**

Kit 2in1 vial ND9 con collo a vite corto (apertura larga). I kit 2in1 contengono 100 vial e 100 chiusure in una scatola di PP blu. Siccome entrambi i componenti sono sempre richiesti insieme, i kit 2in1 sono un modo conveniente per avere e conservare tutte le parti necessarie per le analisi. Tutti i vantaggi dei singoli componenti (confezionamento dei vial in camera bianca, richiudibilità della confezione etc.) rimangono invariati. Disponibile ogni altra combinazione di vial e guarnizioni come nei kit 2in1.



Code	Description	Packaging
LLG04663293	2in1 KIT, ND9, Tappo vite corto, foro, Silicone bianco/PTFE blu, separati	100 pz.
LLG07621765	2in1 kit ND9, chiaro, tappo blu, silicone bianco/PTFE blu, separati	100 pz.
LLG09003562	2in1 kit ND9 chiaro etichetta tappo blu silicone bianco/PTFE blu, separati	100 pz.
LLG09003560	2in1 kit ND9, chiaro, tappo blu, silicone bianco/PTFE rosso	100 pz.
LLG09003561	2in1 kit ND9, chiaro, tappo trasparente, silicone bianco/PTFE rosso	100 pz.
LLG09003563	2in1 kit ND9 ambrato etichetta tappo UltraBond blu silicone/PTFE, separati	100 pz.
LLG07970892	2in1 kit ND9, chiaro, etichetta, tappo trasparen., silicone bianco/PTFE rosso	100 pz
LLG06266871	LLG-2in1 KIT: vial ND9 1,5ml collo corto vial ND9, ambrata, etichetta	100 pz.
LLG07620724	2in1 kit ND9, chiaro, tappo trasparente, gomma naturale rosso-arancio	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

