

**Guida di agitazione con filetto maschio GL, DURAN®****Lenz**

Guida di agitazione con filetto maschio GL, DURAN®. Prodotto da tubo DURAN®. Altri materiali utilizzati: PTFE (cuscinetti), silicone (guarnizioni) e guide di agitazione, filetto maschio GL. Cono normalizzato NS 29/32. Guida, diametro interno, 10 mm.



Code	Description	Packaging
LLG06223283	Testa per aste, 25 GL, cono 45/40 NS, Ø albero 10 mm, lungh. tot. 110 mm	1 pz.
LLG09197355	Testa per aste, 25 GL, cono 29/32 NS, Ø albero 10 mm, lungh. tot. 90 mm	1 pz.
LLG09197356	Testa per aste, 32 GL, cono 45/40 NS, Ø albero 16 mm, lungh. tot. 118 mm	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

