

**Congelatori per basse temperature, serie ULUF fino a -90°C****Arctiko**

Congelatori per basse temperature, serie ULUF fino a -90°C. Affidabile e potente congelatore verticale con elevata capacità di stoccaggio e un controller facile da utilizzare. Sono disponibili volumi da 7 a 826 litri. Un data logger non manipolativo ed un'uscita USB sono solo alcune delle caratteristiche che sono incluse come standard nella serie ULUF.

Caratteristiche della serie ULUF

- Compressore singolo
- Basso consumo di energia
- Basso livello di rumore, basso calore dissipato
- Porta interna isolata
- Ruote
- Porta con chiave
- Carico ergonomico
- Telaio della porta riscaldato, valvola per vuoto riscaldata
- 100% privo di HCFC/CFC
- Oblò per sonda esterna temperatura
- Sistema a compressore singolo (ULUF 15, 65, 125, 450, 550, 750, 850) o a due compressori per sicurezza in caso uno non funzioni. Nel caso un compressore non funzioni, la temperatura si mantiene a -86°C grazie al secondo compressore per i modelli ULUF 490 e 890 e a -70°C per il modello ULUF 750

Caratteristiche del controller

- Grafico della temperatura
- A microprocessore con display digitale
- Batteria con circa 72 ore di back up per visualizzazione allarmi, temperatura e registrazioni in caso di mancanza di corrente
- Allarme acustico e visivo, regolazione allarme temperatura alto/basso, allarme mancanza di corrente, allarme sonda guasta, allarme strumento guasto, allarme porta aperta, contatto per allarme remoto, predisposto per allarme GSM
- Predisposto per connessione di 2 sonde addizionali
- Data logger integrato (software incluso)



- Interfaccia RS485/232
- Lettura dati USB da computer
- Ciclo auto in caso di guasto della sonda
- Visualizzazione temperatura ambiente
- Mostra di tutti gli allarmi come testo (no codici)
- Carico/scarico diretto da/su chiavetta USB
- Protetto da 3 livelli di password
- Indicazione livello batteria
- Memoria integrata
- Testi visibili in diverse lingue

Accessori (opzionali):

- Tutti i congelatori sono disponibili con alloggiamento in acciaio inossidabile (a richiesta)
- CO₂ back up
- Modulo allarme GSM
- Rack e scatole
- Registratore grafico di temperatura
- Sistemi di cassette

Code	Description	Packaging
LLG09699311	Congelatore ULUF125 155 L, int.360x493x530mm est.950x725x810mm -40/-86°C	1 pz.
LLG06264066	Congelatore ULUF 15, 7 L, est. 400x630x665 h mm, -40/-90°C	1 pz.
LLG09699310	Congelatore ULUF65 55 L, int.360x468x320mm est.600x700x810mm - 40/-86°C	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

